

L.TEX 8890シリーズ

汎用シングルヘッドポンプ



L.TEX8892-HT 型シングルヘッドポンプ（参考）

試料の注入や簡単な高圧ラインを手軽に組みたいとのご要望により、簡便なシングルヘッドポンプがお求めやすい低価格でラインアップに加わりました。ポンプヘッドやチェックバルブは安定性で定評のある8800シリーズを継承し、設置場所も最少となり簡単な操作でご使用いただけます。

ご使用目的によってスラリー送液対応や高温流体送液仕様も選択可能で、幅広い分野に応用いただけます。ご使用目的がお客様により異なる場合が多いので特に標準品は設定していません。

ご希望の圧力や設定流量範囲、そのほか必要な仕様をお教えてください。お客様のご使用目的に最適な形でお届けいたします。

L.TEX8892-HT 型汎用高圧シングルヘッドポンプ仕様（参考）

送液形式	偏心カムによるシングルヘッド送液形式		
流量／圧力	0.5～15.0ml/min、15MPa		
接液部材質	SUS316、ジルコニアセラミックス、PEEK、ルビー／サファイア カーボングラファイト入りテフロン		
主な機能	定流量送液・LEDによる流量設定／表示機能		
大きさ／重量	150(W) X 175(H) X 230(D)	約4kg	

その他の機能 ヘッド加熱ジャケット付き仕様（温調コントローラー搭載）

注）本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

製造・販売 有限会社 エルテックス

〒192-0371

東京都八王子市南陽台1-21-12

TEL 042-689-6824

FAX 042-689-6844

《関連特注機器の設計・製造も承ります》