

L.TEX 8301型 マイクロフィーダー（微量定量注入装置）



微小流量を安定して送液可能で安価なポンプが欲しいとのご要望が多い中、余分な機能を一切排除して徹底的な簡素化を図りました。圧力表示やタイムプログラムなどの機能は装備していませんが、流量精度や送液安定性は高級機と同等の性能を有する一定量送液に特化したモデルです。

シリンジは市販の500 μ lガスタイトシリンジを使用し、出口側配管は1/16外径からキャピラリーチューブまで接続可能な専用接手が付属します。

L.TEX 8301型マイクロフィーダー仕様

送液形式	送りネジによるシリンジ駆動形式
最大使用圧力	ガスタイトシリンジに依存（ ~ 5 MPa）
設定流量範囲	1 \sim 100 μ l/min
シリンダー容量	500 μ l
大きさ/重量	120（W） \times 125（H） \times 230（D） 約2kg

注）本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

製造・販売 有限会社 エルテックス

〒192-0371

東京都八王子市南陽台1-21-12

TEL 042-689-6824

FAX 042-689-6844

《関連特注機器の設計・製造も承ります》