

# L.TEX 8350型 マイクロフィーダー（微量定量注入装置）



微小流量を安定して送液可能で安価なポンプが欲しいとのご要望が多い中、余分な機能を一切排除して徹底的な簡素化を図りました。圧力表示やタイムプログラムなどの機能は装備していませんが、流量精度や送液安定性は高級機と同等の性能を有する一定量送液に特化したモデルです。

8301型のガスタイトシリンジでは耐圧が不足とのご要望から容量500 $\mu$ lのステンレス製ポンプヘッドを搭載した8350型をラインアップしました。流量精度はそのままに最大使用圧力20MPaまでの高圧に対応可能です。

## L.TEX 8350 型マイクロフィーダー仕様

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 送液形式   | 送りネジによるシリンジ駆動形式                 |
| 最大使用圧力 | 20MPa                           |
| 設定流量範囲 | 1~100 $\mu$ l/min               |
| シリンジ容量 | 500 $\mu$ l                     |
| 大きさ/重量 | 135(W) X 125(H) X 235(D) 約2.5kg |
| 電源     | AC100V 1A                       |

注) 本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

製造・販売 有限会社 エルテックス

〒192-0371

東京都八王子市南陽台1-21-12

TEL 042-689-6824

FAX 042-689-6844

《関連特注機器の設計・製造も承ります》