

L.TEX 8422N型 簡易型ダブルヘッドポンプ



高圧ライン中への試料の注入など手軽に使用できるローコストタイプのダブルヘッドポンプがリリースされました。

カム形状は8800/8700シリーズのプログラミングカムではなく、単純な偏心カム形式を採用しその分お求めやすい価格を設定しています。
ポンプヘッドやチェックバルブは安定性で定評のある8800シリーズを継承し、装置内部への設置面積も最少となり簡単な操作でご使用いただけます。

ご使用目的がお客様により異なる場合が多いので特に標準品は設定していません。
ご希望の圧力や設定流量範囲、そのほか必要な仕様をお教えてください。お客様のご使用目的に最適な形でお届けいたします。

L.TEX8422N 簡易型ダブルヘッドポンプ仕様（参考）

送液形式	偏心カムによるダブルヘッド送液形式
最大流量	50.0ml/min
最高使用圧力	15MPa
接液部材質	SUS316、ジルコニアセラミックス、PEEK、高密度ポリエチレン
大きさ/重量	160(W) X 95(H) X 158(D) 約3kg (駆動モーター含む)

注) 本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

製造・販売 有限会社 エルテックス

〒192-0371

東京都八王子市南陽台1-21-12

TEL 042-689-6824

FAX 042-689-6844

《関連特注機器の設計・製造も承ります》