

# L.TEX 8850N型

## 機器組込用大流量送液汎用高圧プランジャーポンプ



お客様よりもっと大流量のポンプが欲しいとの要望にお応えして、8850型1Lポンプが新たに8800シリーズのラインアップに加わりました。大量分取などの用途に最高の性能でお答えします。

最大流量は1000ml/minで最大使用圧力は10MPaとなります。リリースされたタイプは機器組込用のNシリーズとしてですが、ご要望があれば通常型の操作系も組み込まれたタイプも納入可能です。

### L.TEX 8850N型大流量送液汎用高圧プランジャーポンプ仕様

送液形式	ローターカムによるデュアルヘッド送液形式
流量／圧力	最大1000ml/min、10MPa
接液部材質	SUS316、ジルコニアセラミックス、PEEK、 高密度ポリエチレン
大きさ／重量	180(W) X 170(H) X 570(D) 約22kg (ポンプ本体のみ)

注) 本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

製造・販売 有限会社 エルテックス

〒192-0371

東京都八王子市南陽台1-21-12

TEL 042-689-6824

FAX 042-689-6844

《関連特注機器の設計・製造も承ります》