

# L.TEX 機器組込用-Nシリーズ

## 機器組込用汎用高圧プランジャーポンプ



8830N (奥側) 8810N (手前側)

お客様の装置に組み込み使用する目的で製作されました。  
余分な装備品を一切排除し、可能な限りコンパクトな外観となっています。基本的な付属品はモータードライバーのみで、出荷時に添付される電圧／流量の一覧表を基にお客様の盤上からの流量制御が可能です。

流量1L/minの8851型を含む8800シリーズすべてに対応可能です。各型式の末尾にNをつけてお問い合わせください。各種の電源電圧に対応いたします。また高温仕様、スラリー送液仕様、高粘度溶媒送液仕様にも対応可能ですし、高圧ガス／防爆にも対応いたします。

更に吐出側のみならず吸入側も無脈動の3ヘッド型9100Nシリーズも加わりました。



8850N型



9121N-HT (高温流体仕様)

L.TEX 9121N 型汎用高圧プランジャーポンプ仕様 (参考)

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 送液形式   | ローターカムによるトリプルヘッド送液形式              |
| 最大使用圧力 | 40MPa                             |
| 設定流量範囲 | 0.5~50.0ml/min                    |
| 接液部材質  | SUS316、ジルコニアセラミックス、PEEK、高密度ポリエチレン |

注) 本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

製造・販売 有限会社 エルテックス

〒192-0371

東京都八王子市南陽台1-21-12

TEL 042-689-6824

FAX 042-689-6844

《関連特注機器の設計・製造も承ります》