

L.TEX 8521型

洗浄機構付高圧シリンジポンプ



空気に触れると変質して結晶化してしまうような特殊な溶媒を送液するために製作されました。

シールの位置を工夫し、シリンダー下部にピストンの洗浄部分を設けてシリンダー内部の溶媒と外気の接触を遮断するような構造としてあります。

エルテックスのシリンジポンプはお客様のご要望に可能な限り迅速に対応いたしますので、難しい問題も何なりとご相談ください。

L.TEX 8521 型洗浄機構付高圧プランジャーポンプ仕様

送液形式	ボールネジによるシリンジ駆動形式		
最大使用圧力	20MPa		
設定流量範囲	0.01~0.5ml/min		
シリンダー容量	15ml		
接液部材質	SUS316、PEEK、高密度ポリエチレン、フッ素樹脂		
主な機能	定流量送液機能、ピストン洗浄機構内蔵		
大きさ/重量	ポンプ部	145(W) X 463(H) X 300(D)	約8kg
	電源部	178(W) X 100(H) X 230(D)	約2kg

注) 本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

製造・販売 有限会社 エルテックス

〒192-0371

東京都八王子市南陽台1-21-12

TEL 042-689-6824

FAX 042-689-6844

《関連特注機器の設計・製造も承ります》