

L.TEX 8525型

自動切換バルブ付き大容量高圧シリンジポンプ



8525型



8525型（システムコントローラー付き）

エルテックスのシリンジポンプはお客様のご使用条件に可能な限り対応するためにカスタムメイドを基本としています。

8525型は300mlの大容量シリンダーを有し、長時間安定した無脈動送液を可能としています。また専用のシステムコントローラーによりポンプの自動切換動作や実験開始からの積算流量、積算時間などの表示が可能です。

ご希望のポンプの耐圧や流量範囲、必要な機能などお客様のご要望をお聞かせください。

L.TEX 8525 型大容量高圧シリンジポンプ仕様

送液形式	ボールネジによるシリンジ駆動形式
最大使用圧力	10MPa
設定流量範囲	0.1~20.0ml/min
シリンダー容量	300ml
接液部材質	SUS316、PEEK、高密度ポリエチレン、フッ素樹脂
主な機能	定流量/定圧送液機能、タイムプログラム（ステップワイス）、上下限圧カリミッター ポンプオフタイマー、流路自動切換バルブ
流路切換バルブ	自動切換バルブ
専用コントローラー	ポンプ単独/連動切り替え機能付き 積算容量および積算時間表示、積算容量設定によるシステム自動停止機能

注) 本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

製造・販売 有限会社 エルテックス

〒192-0371

東京都八王子市南陽台1-21-12

TEL 042-689-6824

FAX 042-689-6844

《関連特注機器の設計・製造も承ります》