

L.TEX 8526型

手動バルブ付き中容量高圧シリンジポンプ



L.TEX8526 型



シリンダー上部（圧力センサー・手動バルブ）

エルテックスのシリンジポンプはお客様のご使用条件に可能な限り対応するためにカスタムメイドを基本としています。

8526型はシリンダー容量80mlの中容量シリンダーを有し、耐圧も高く汎用の用途に最適のシリンジポンプです。またタイムプログラム機能や定圧送液モードなど豊富な機能を備え、長時間安定した無脈動送液を可能にしています。

本機は手動の流路切換バルブを装備していますが、ご要望により自動切換バルブへの変更やシリンダー部分の温調ジャケットの装着も可能です。

L.TEX 8526 型高圧シリンジポンプ仕様

送液形式	ボールネジによるシリンジ駆動形式
最大使用圧力	30MPa
設定流量範囲	0.01~5.0ml/min
シリンダー容量	80ml
接液部材質	SUS316、PEEK、高密度ポリエチレン、フッ素樹脂
主な機能	定流量/定圧送液機能、タイムプログラム（ステップワイズ）、上下限圧カリミッター ポンプオフタイマー、流路自動切換バルブ、攪拌用強電磁スターラー付き
流路切換バルブ	手動切換バルブ
外部コントロール	外部START/STOP、RS232C
大きさ/重量	230(W) X 765(H) X 500(D) 約15kg

注) 本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

製造・販売 有限会社 エルテックス

〒192-0371

東京都八王子市南陽台1-21-12

TEL 042-689-6824

FAX 042-689-6844

《関連特注機器の設計・製造も承ります》