

# L.TEX 8551型

## 試料高速注入用高圧シリンジポンプ



試料溶媒を超臨界のライン中に短時間で大量かつ正確に注入するために製作されました。コントロールはすべてPCから行います。

エルテックスのシリンジポンプはお客様のご要望に可能な限り迅速に対応いたします。市販のシリンジポンプにご不満な点があれば何なりとご相談ください。

### L.TEX 8521 型試料高速注入用高圧シリンジポンプ仕様

送液形式	ボールネジによるシリンジ駆動形式
最大使用圧力	25MPa
設定流量範囲	5.0~300.0ml/min
シリンダー容量	100ml
接液部材質	SUS316、PEEK、高密度ポリエチレン、フッ素樹脂
主な機能	PCコントロール専用機
大きさ/重量	253(W) X 985(H) X 420(D) 約20kg

注) 本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

製造・販売 有限会社 エルテックス

〒192-0371

東京都八王子市南陽台1-21-12

TEL 042-689-6824

FAX 042-689-6844

《関連特注機器の設計・製造も承ります》